

**EasySept Hydro+® Peroxide Contactlensvloeistof**

LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Reinigt, Conditioneert, Verwijdert proteïne, Desinfecteert, Bewaren
Voor alle zachte contactlenzen, inclusief silicone hydrogel, en vormstabele zuurstofdoorlatende contactlenzen.

BELANGRIJK:

Gebruik geen platte lenshouder. Gebruik altijd de bijgevoegde speciale lenshouder met neutraliserende platina disc in combinatie met EasySept Hydro+® contactlensvloeistof.



Breng ongeneutraliseerde EasySept Hydro+ contactlensvloeistof NOOIT direct in contact met het oog. De lenzen NIET inzetten voordat de neutralisatie van de vloeistof volledig heeft plaatsgevonden (minimaal 4 uur).



Voordat de lenzen worden ingezet mogen ze niet met EasySept Hydro+ contactlensvloeistof worden afgespoeld. Als u de lenzen wil afspoelen, gebruik dan een steriele zoutoplossing.

Hergebruik NOOIT de oude contactlensvloeistof in uw lenshouder. Vul ook NOOIT de nog resterende contactlensvloeistof in uw lenshouder bij met verse contactlensvloeistof.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Lees voor de gebruiksaanwijzing voor zachte contactlenzen de zwarte tekst en voor vormstabele zuurstofdoorlatende lenzen de blauwe tekst (lees ook de belangrijke veiligheidsvoorschriften):



1. Was en droog altijd uw handen voordat u de lenzen aanraakt.



2. Controleer of de platina disc op de bodem van de speciale lenshouder aanwezig is.



3. Plaats de lenshouder op de deksel op een vlakke ondergrond. Open de lenskorfjes. Plaats uw linker en rechter lens op de bollingen in de korfjes (de linkerkant is groen en gemarkeerd met een "L"). Sluit de korfjes en zorg dat de lenzen niet klem raken.

Vormstabele zuurstofdoorlatende contactlenzen: Nadat u uw lenzen heeft uitgenomen, neem dan de linkerslens uit de houder. Leg de lens in de palm van uw hand. Doe 2-4 druppels EasySept Hydro+ op de lens en wrijf beide kanten van de



lens gedurende 5 seconden voorzichtig schoon. Herhaal dit voor de rechterlens. Plaats uw linker en rechter lens op de bollingen in de korfjes (de linkerkant is groen en gemarkeerd met een "L"). Sluit de korfjes en zorg dat de lenzen niet klem raken.



4. Houd de dop van de lenshouder vast en spoel iedere lens in het korfje gedurende 5 seconden, boven de gootsteen/wastafel, af met EasySept Hydro+ contactlensvloeistof.



5. Vul de lenshouder tot aan het streepje met verse EasySeptHydro+ contactlensvloeistof en plaats de houder met de korfjes dan onmiddellijk in de lenshouder. Draai de deksel dicht en laat de lenzen minimaal 4 uur in de rechtopstaande lenshouder staan. De lenshouder niet schudden of omdraaien.



6. De lenzen zijn, na 4 uur in de vloeistof te hebben gestaan, klaar voor gebruik.



7. Nadat de lenzen uit de korfjes zijn gehaald, dient eventuele resterende vloeistof uit de lenshouder te worden weggegooid. Spoel de lenshouder, boven een gootsteen/wastafel, af met EasySept Hydro+ contactlensvloeistof en laat de lenshouder, zonder de dop, aan de lucht drogen.

Vormstabiele zuurstofdoorlatende contactlenzen: Sommige gebruikers van vormstabiele zuurstofdoorlatende contactlenzen kunnen als gevolg van het schoonwrijven van de lenzen een tijdelijke lichte verkleuring van de huid van de vinger of de hand ervaren. Was daarom altijd goed uw handen na het gebruik van EasySept Hydro+.

8. U kunt eventueel voor het inzetten van de lenzen iedere kant van de lens gedurende 5 seconden (in totaal 10 seconden per lens) afspoelen met een steriele zoutoplossing.

De lenzen blijven, in een goed afgesloten lenshouder, tot uiterlijk 7 dagen klaar voor gebruik. Indien u na 7 dagen de lenzen wil gaan dragen, herhaal dan de stappen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing voor reiniging en desinfectie alvorens de lenzen in te zetten.

Indien u niet van plan bent direct uw lenzen te gaan dragen, bewaar de lenzen in een goed afgesloten lenshouder. Bewaar de lenzen niet in een zoutoplossing want een zoutoplossing heeft geen desinfecterende werking.

INHOUD:

3% waterstofperoxide met een fosforzuur stabilisator, kaliumchloride propyleenglycol, carbamide, poloxamer 181, citraat en fosfaatbuffers

BAUSCH + LOMB



WERKING:

Wanneer EasySept Hydro+ contactlensvloeistof wordt toegevoegd aan de speciale lenshouder met platina disc, zorgt de neutraliserende disc ervoor dat de vloeistof gaat bruisen waardoor zachte en vormstabiele zuurstofdoorlatende contactlenzen zeer effectief worden gedesinfecteerd en proteïne wordt verwijderd. Na vier (4) uur is de vloeistof volledig geneutraliseerd, omgezet in een ongeconserveerde zoutoplossing en zijn de lenzen klaar voor gebruik!

INDICATIES (voor gebruik):

EasySept Hydro+ contactlensvloeistof is geïndiceerd voor het dagelijks reinigen, verwijderen van proteïne aanslag, bewaren en desinfecteren van zachte (hydrofiele) contactlenzen, inclusief silicone hydrogel, en vormvaste zuurstofdoorlatende contactlenzen, zoals aanbevolen door uw contactlensspecialist.

CONTRA-INDICATIES (redenen om niet te gebruiken):

Wanneer u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen in het product, dit product niet gebruiken.

Indien u nalaat de vloeistof na ieder gebruik uit de lenshouder weg te gooien of water gebruikt bij de verzorging van uw lenzen, kan dit leiden tot ooginfectie, beschadiging van het oog en mogelijk verlies van het gezichtsvermogen. Lees de bijsluiter voor belangrijke aanvullende veiligheidsvoorschriften. Hergebruik NOOIT de oude contactlensvloeistof in uw lenshouder. Vul ook NOOIT de nog resterende contactlensvloeistof in uw lenshouder bij met verse contactlensvloeistof.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

- Breng ongeneutraliseerde EasySept Hydro+ contactlensvloeistof nooit direct in contact met het oog. De lenzen niet inzetten voordat de neutralisatie van de vloeistof volledig heeft plaatsgevonden (minimaal 4uur).
- EasySept Hydro+ contactlensvloeistof IS GEEN multi-purpose solution.
- Voordat de lenzen worden ingezet mogen ze niet met EasySept Hydro+ contactlensvloeistof worden afgespoeld. Als u de lenzen wil afspoelen, gebruik dan een steriele zoutoplossing.
- Volg altijd de gebruiksaanwijzing bij het product op. Het niet nauwkeurig opvolgen van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot verlies van het gezichtsvermogen.
- Was en droog altijd eerst uw handen voordat u de lenzen aanraakt.
- Gebruik geen kraanwater, flessenwater of speeksel om lenzen of de lenshouder mee te reinigen.
- Gebruik uitsluitende verse lensvloeistof om lenzen te reinigen en te desinfecteren.
- Volg altijd het vervangingschema van lenzen en vloeistoffen zoals geadviseerd.

BAUSCH + LOMB



- Zorg, om infecties te voorkomen, dat de bovenkant van de lenshouder nergens mee in contact komt. Plaats de dop direct na het gebruik terug.
- Niet gebruiken voor thermische desinfectiemethode.
- Bezoek regelmatig uw contactlensspecialist.

VOORZORGSMAATREGELEN:

- Gooi de lensvloeistof in de lenshouder na ieder gebruik weg.
- Sluit de fles na ieder gebruik goed af.
- Houd u aan de houdbaarheidsdatum zoals staat vermeld op de verpakking en de fles.
- Gooi 90 dagen na opening, of na 35 desinfecties, de fles en de lenshouder weg.
- Bewaren op kamertemperatuur. Niet laten bevriezen.
- Niet gebruiken indien de verzegeling is verbroken of ontbreekt.
- Gebruik altijd de bijgevoegde speciale EasySept Hydro+ lenshouder.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

Mix en gebruik geen verschillende waterstofperoxide lensverzorgingsproducten of lenshouders door elkaar. Gebruik geen andere desinfectie vloeistoffen in de lenshouder.

GEBRUIK GEEN GENERIEKE WATERSTOF PEROXIDE.

Verkrijgbaarheid: EasySept Hydro+ is verkrijgbaar in steriele plastic fles van 360ml en wordt geleverd met een speciale lenshouder voor peroxide contactlensvloeistof. De flessen en de verpakking zijn voorzien van een lot nummer en een houdbaarheidsdatum.

®/™ zijn handelsmerken van Bausch & Lomb Incorporated of haar dochterondernemingen.

©Bausch & Lomb Incorporated