

# THERA°PEARL

## EEN NIEUWE GRAAD VAN VERLICHTING

De THERA°PEARL parels combineren de kracht van **Warmte-** of **koudetherapie** om doeltreffend de alledaagse pijn te verlichten.

### De technologie THERA°PEARL biedt:

- een flexibel en vervormbaar kompres
- een perfecte aanpassing aan het lichaam

### THERA°PEARL Oogmasker

#### AANBEVOLEN GEBRUIK :

##### Warm:

Meibomklierproblemen betrokken bij blefaritis (ontsteking van ooglid), droge ogen, oculaire rosacea, chalazion.

##### Koud:

Contacteczeem, atopische dermatitis, gezwollen ogen, na ooglidcorrecties, hoofdpijn, sinusitis.

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

##### WARMTEtherapie:

Gedurende de aangegeven tijd en temperatuur verwarmen in de magnetron

##### KOUDEtherapie:

Gedurende minstens 2 uur in de vriezer leggen.

Aanbevolen verwarmingstijd voor een THERA°PEARL Oogmasker		
700 W – 15 seconden	1000 W – 12 seconden	1250 W – 10 seconden

Niet langer dan 20 minuten gebruiken of zoals aanbevolen door de arts. Minstens 20 minuten wachten vooraleer opnieuw te gebruiken. Indien nodig, opnieuw gedurende 20 minuten aanbrengen.

#### LET OP: Test de temperatuur altijd voorafgaand aan het aanbrengen.

Oververhitting of langerdurende applicatie kan letsels, waaronder brandwonden veroorzaken. Raadpleeg uw arts voor gebruik op beschadigde, geïrriteerde, gevoelige of juist ongevoelige huid. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Niet gebruiken voor andere dan de aanbevolen doeleinden. Niet openen of inprikken. Niet inslikken. Niet gebruiken bij baby's. Bij kinderen uitsluitend gebruiken onder toezicht van een volwassene. Verwarming langer dan de aanbevolen tijd kan het kompres beschadigen. Voor extreme, langdurige of chronisch pijn, raadpleeg een arts.

Onze parels zijn ons handelsmerk. De aparte en decoratieve uitstraling van onze parels is een teken van onze kwaliteit. TheraPearl, LLC behoudt alle rechten met betrekking tot de decoratieve aspecten van zijn product als een onderdeel van het

product. THERAPEARL en alle andere weergegeven merken zijn handelsmerken van THERAPEARL, LLC. © 2014 TheraPearl LLC, alle rechten voorbehouden.

Registraties van uitgegeven of aangevraagde intellectuele eigendom;  
Surf naar [www.therapearl.com/patent](http://www.therapearl.com/patent) voor details. Gefabriceerd in China.

TheraPearl  
9305 Gerwig Lane  
Columbia, MD  
21046, USA  
0800 909 8180  
[www.therapearl.com](http://www.therapearl.com)



EMERGO EUROPE  
Molenstraat 15  
2513 BH, The Hague  
The Netherlands  
Fax: +31 (0)70 346 7299

