

## OPTI-TEARS™ FREE Rewetting Drops CE-labeling

### OPTI-TEARS™ FREE Rewetting Drops

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door en bewaar hem voor latere raadpleging.

#### **BESCHRIJVING:**

**OPTI-TEARS™ FREE Rewetting Drops** is een steriele, ongeconserveerde oplossing die Dextran 70, hydroxypropylmethylcellulose, natriumchloride, kaliumchloride en natriumboraaat bevat.

#### **WERKING:**

**OPTI-TEARS FREE Rewetting Drops** bevochtigt uw lenzen en helpt bij de verwijdering van deeltjes die irritatie of prikken en branden kunnen veroorzaken.

#### **INDICATIES (gebruik):**

**OPTI-TEARS FREE Rewetting Drops** mag worden gebruikt voor het bevochtigen van alle vormstabiele gasdoorlaatbare en zachte (hydrofiele) contactlenzen, inclusief daily wear, extended wear, en wegwerplenzen, ter verlichting van prikken en branden, lichte irritatie of wazig zien, welke tijdens het dragen van de lenzen kunnen voorkomen.

#### **CONTRA-INDICATIES (redenen om het product niet te gebruiken):**

Personen die allergisch zijn voor één van de bestanddelen van **OPTI-TEARS FREE Rewetting Drops** zouden het product niet moeten gebruiken.


#### **AANWIJZINGEN:**

**OPTI-TEARS FREE Rewetting Drops** mag, naar behoefte, de hele dag door worden gebruikt. Indien lichte irritatie, prikken en branden, of wazig zien optreden tijdens het dragen van uw contactlenzen, draai dan de top van de ampul af, breng één of twee druppels in het oog aan en knipper twee of drie keer. Werp de ampul na gebruik weg.

#### **WAARSCHUWINGEN:**

Het is van groot belang de aanwijzingen van uw contactlensspecialist en alle op de bijsluiter en verpakking vermelde instructies nauwkeurig op te volgen voor een juist gebruik en een optimale verzorging van uw lenzen en uw lensverzorgingsproducten. In geval van aanhoudend prikken en branden van de ogen, overmatige traanproductie, wijzigingen in het gezichtsvermogen of rode ogen, dient u de contactlenzen ONMIDDELLIJK uit te nemen en uw contactlensspecialist te raadplegen omdat het probleem ernstiger zou kunnen worden.

#### **VOORZORGEN:**

- Zorg ervoor dat de tip van de ampul nooit ergens mee in aanraking komt, om verontreiniging te voorkomen.
- Bewaar bij kamertemperatuur.
- Gebruiken vóór de op het product vermelde vervaldatum. 
- Gooi de overblijvende vloeistof na gebruik weg. Bewaar geen vloeistof in een geopende ampul.

**OPTI-TEARS™ FREE Rewetting Drops**  
**CE-labeling**

- Buiten het bereik van kinderen houden.

**VERPAKKING:**

**OPTI-TEARS FREE Rewetting Drops**, gesteriliseerd door middel van stoom, is verkrijgbaar in steriele plastic ampullen voor eenmalig gebruik van 0,4 ml (verpakt in hoeveelheden van 10



ampullen of meer).

**GEDISTRIBUEERD DOOR : (OPTIONAL) \_\_\_\_\_**

Alcon Nederland B.V., Breda, Nederland  
Alcon NV, Vilvoorde, België



Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, TX, USA 76134-2099



Alcon Laboratories (UK) Ltd.  
Frimley Business Park  
Frimley, Camberley  
Surrey, GU16 7SR,  
Verenigd Koninkrijk

**CE<sub>0123</sub>**

© XXXX Novartis