

TOP FRONT

FR Solution TotalCare 1

ENTRETIEN DE VOS LENTILLES DE CONTACT :

Simple à utiliser, la solution TotalCare 1 vous permet de nettoyer, rincer, décontaminer, réhydrater et conserver toutes les lentilles de contact rigides et rigides perméables à l'oxygène.

Instructions d'utilisation :

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Toujours se laver et se sécher soigneusement les mains avant de manipuler vos lentilles de contact.

Nettoyage et rinçage

- Verser 2 à 3 gouttes de solution TotalCare 1 sur la surface de chaque lentille et masser doucement les deux côtés pendant 15 à 20 secondes.
- Rincer soigneusement chaque lentille avec la solution TotalCare 1 afin d'éliminer toute trace de dépôt.

Décontamination et conservation

- Placer la lentille dans le compartiment gauche (L) et le refermer.
- Remplir l'étui à lentilles de solution TotalCare 1. S'assurer que l'étui est entièrement rempli jusqu'en haut.
- Procéder de même pour la lentille de contact droite.
- Laisser tremper les lentilles pendant 4 heures minimum ou toute la nuit.
- Les lentilles peuvent se conserver jusqu'à 30 jours dans l'étui à lentilles fermé contenant la solution TotalCare 1. Après ce délai, il est impératif de répéter le programme d'entretien quotidien avant de porter vos lentilles.
- Poser directement les lentilles sur les yeux.
- Rincer toujours l'étui à lentilles avec la solution TotalCare 1 et le laisser sécher à l'air libre.

Réhydratation et lubrification

- Pour un confort supplémentaire, verser 1 à 2 gouttes de solution TotalCare 1 sur la face interne de chaque lentille.
- La solution TotalCare 1 permet également de réhydrater les lentilles pendant la durée du port.

DÉPROTÉINISATION HEBDOMADAIRE

Les protéines lacrymales peuvent se déposer sur vos lentilles de contact en cours normal d'utilisation. Cette accumulation de protéines peut rendre inconfortable le port de lentilles et réduire la vision.

Votre spécialiste vous conseillera si la déprotéinisation hebdomadaire est nécessaire.

- Suivre la procédure quotidienne normale de nettoyage et de rinçage.
- Ajouter un comprimé de déprotéinisation TotalCare dans l'étui à lentilles rempli de solution TotalCare 1 puis le refermer.
- Laisser tremper pendant 4 heures minimum mais pas plus de 12 heures.
- Masser et rincer soigneusement les lentilles avec la solution TotalCare 1 avant de les poser sur les yeux.**
- Rincer l'étui à lentilles avec la solution TotalCare 1 et le laisser sécher à l'air libre.

PRÉCAUTIONS :

Toutes les instructions doivent être suivies. Le non-respect des instructions pourrait entraîner une lésion ou une infection oculaire grave.

Générales

- Ne pas utiliser si la bague du bouchon est endommagée ou absente.
- Utiliser la solution TotalCare 1 avec toutes les lentilles rigides et rigides perméables à l'oxygène.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants.
- En cas d'irritation oculaire, interrompre le port des lentilles et consulter votre spécialiste.

Utilisation

- Utiliser la solution TotalCare 1 uniquement avec l'étui à lentilles fourni.
- Renouveler la solution à chaque usage.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.
- Afin d'éviter toute contamination, éviter tout contact avec l'embout du flacon.
- Ne pas insérer les lentilles de contact directement dans l'œil au sortir de la solution TotalCare 1 contenant un comprimé de déprotéinisation TotalCare. Si cela arrivait, retirer la lentille immédiatement et rincer l'œil avec de l'eau.
- Ne pas avaler la solution ni les comprimés.
- Ne pas utiliser tout comprimé mou, collant ou d'apparence irrégulière.
- Ne pas rincer vos lentilles ni l'étui à lentilles à l'eau du robinet.**
- Ne pas utiliser la solution pour réhydrater les lentilles au cours du port plus de 4 fois par jour.

Conservation : Fermer le flacon immédiatement après utilisation. Conserver à température ambiante. Conserver hors de portée des enfants.

Précautions : Jeter toute solution non utilisée 90 jours après l'ouverture initiale du flacon.

PRODUIT :

COMPOSITION :	
Solution TotalCare 1	Polyhexaméthylène biguanide
	0,0001%
	Tyloxapol
	0,025%
	Hydroxypropylmethylcellulose
	0,15%
	Édétate disodique
	0,05%

Symboles

	Consultez les instructions d'utilisation		LOT	Numéro de lot		Date limite d'utilisation
	Sterile. Technique aseptique		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé			

PAGE 4

CE 0483 STERILE A

AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland

©2011 Abbott Medical Optics Inc.

DE TotalCare 1 Lösung

PFLEGE IHRER KONTAKTLINSEN:

Die einfach verwendbare TotalCare 1 Lösung dient zum Reinigen, Abspülen, Desinfizieren, Nachbeneten und Aufbewahren aller harten und formstabilen gasdurchlässigen Kontaktlinsen.

Gebrauchsanleitung:

TÄGLICHE PFLEGE

- Vor dem Anfassen Ihrer Kontaktlinsen sollten Sie stets Ihre Hände gründlich waschen und abtrocknen.

Reinigen und Spülen

- Geben Sie 2-3 Tropfen TotalCare 1 Lösung auf jede der Linsenoberflächen und reiben Sie beide Seiten vorsichtig 15-20 Sekunden lang.
- Spülen Sie jede Linse gründlich mit TotalCare 1 Lösung, um alle Spuren von Schmutzpartikeln usw. zu entfernen.

Desinfizieren und Aufbewahren

- Legen Sie die Linse in die Halterung der linken Kappe (L) und verschließen Sie den Linsenaufbewahrungsbehälter mit dieser Kappe.
- Füllen Sie den Aufbewahrungsbehälter mit TotalCare 1 Lösung. Achten Sie dabei darauf, den Behälter ganz zu füllen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der rechten Kontaktlinse.
- Lagern Sie die Linsen mindestens 4 Stunden lang oder über Nacht ein.
- Sie können die Linsen bis zu 30 Tage in dem mit TotalCare 1 Lösung gefüllten Aufbewahrungsbehälter lassen, wenn der Behälter während dieses Zeitraums nicht geöffnet wird. Nach Ablauf von 30 Tagen muss vor dem Tragen der Linsen das Programm zur täglichen Pflege durchgeführt werden.
- Setzen Sie die Linsen direkt aus dem Aufbewahrungsbehälter auf Ihre Augen auf.
- Spülen Sie Ihren Aufbewahrungsbehälter stets mit TotalCare 1 Lösung und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Benetzen und Nachbeneten

- Um den Tragekomfort zu erhöhen, geben Sie 1-2 Tropfen TotalCare 1 Lösung auf die Innenflächen Ihrer Linsen.
- Mit TotalCare 1 Lösung können Sie Ihre Linsen auch während des Tragens wiederbefeuchten.

WÖCHENTLICHE PROTEINENTFERNUNG

Beim normalen Tragen kann sich Protein aus Ihrer Tränenflüssigkeit auf den Kontaktlinsen ablagern. Diese Proteinablagerungen können das Tragen der Linsen unangenehm machen und das Sehvermögen verringern. Ihr Pflegespezialist für Kontaktlinsen wird Ihnen mitteilen, ob eine wöchentliche Proteinentfernung erforderlich ist.

- Befolgen Sie die normale Tagesroutine zum Reinigen und Spülen.
- Geben Sie eine TotalCare Proteinentfernungstablette in den mit TotalCare 1 Lösung gefüllten Linsenaufbewahrungsbehälter und schließen Sie ihn.
- Lassen Sie die Linsen mindestens 4 Stunden, aber nicht länger als 12 Stunden im Behälter.

Reiben Sie die Linsen vor dem erneuten Aufsetzen auf die Augen ab und spülen Sie sie gründlich mit TotalCare 1 Lösung.

- Spülen Sie den Aufbewahrungsbehälter mit TotalCare 1 Lösung und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

VORSICHTSHINWEISE:

Beachten Sie alle Anweisungen. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen kann es zu schwerwiegenden Augeninfektionen oder Verletzungen kommen.

Allgemein

- Nicht verwenden, wenn Sicherheitsversiegelung fehlt oder nicht mehr intakt ist.
- TotalCare 1 Lösung ist für alle harten und formstabilen gasdurchlässigen Kontaktlinsen geeignet.
- Die Lösung darf nicht verwendet werden, wenn eine Allergie gegenüber einem der Inhaltsstoffe besteht.
- Bei Auftreten von Augenreizungen müssen die Kontaktlinsen entfernt und der Kontaktlinsenspezialist um Rat gefragt werden.

Anwendung

- TotalCare 1 Lösung nur zusammen mit dem mitgelieferten Aufbewahrungsbehälter verwenden.
- Immer nur frische Lösung verwenden.
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
- Zur Vermeidung von Kontamination die Spitze des Tropfers nicht auf irgendwelche Oberflächen aufsetzen.
- Die Linse nicht direkt nach der Entnahme aus der TotalCare 1/Proteinentfernungslösung auf das Auge aufsetzen und die Lösung nicht direkt in die Augen geben. Sollte dieser Fall eintreten, die Linse unverzüglich herausnehmen und das Auge mit Wasser spülen.
- Die Lösung oder Tabletten nicht schlucken.
- Weiche, klebrige oder nicht normal ausschende Tabletten nicht verwenden.
- Kontaktlinsen oder Aufbewahrungsbehälter nicht mit Leitungswasser spülen.**
- Lösung zum Linsennachbeneten nicht mehr als viermal täglich anwenden.

Aufbewahrung: Flasche unmittelbar nach Gebrauch verschließen. Bei Raumtemperatur aufbewahren. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung: Lösungsreste 90 Tage nach dem Anbrechen der Flasche wegwerfen. Alten Aufbewahrungsbehälter stets wegwerfen und den neuen Behälter verwenden.

PRODUKT:

TotalCare 1 Lösung

INHALT:

Polyhexamethylenbiguanid	0,0001%
Tyloxapol	0,025%
Hydroxypropylmethylcellulose	0,15%
Dinatriumedetat	0,05%

NL TotalCare 1 Contactlensvloeistof

DE VERZORGING VAN UW CONTACTLENZEN:

Met de contactlensvloeistof van TotalCare 1 kunt u alle harde en harde zuurstofdoorlatende contactlenzen op een eenvoudige wijze reinigen, spoelen, desinfecteren, bevochtigen en bewaren.

Gebruiksmaanwijzing:

DAGELIJKE VERZORGING

- Altijd uw handen goed wassen en drogen voordat u uw contactlenzen aanraakt.

Reinigen en spoelen

- Doe 2-3 druppels TotalCare 1 vloeistof op elke zijde van de lens en wrijf de vloeistof ca. 10-20 seconden lang zachtjes met uw wijsvinger en duim over de lensoppervlakte.

- Spoel elke lens goed met TotalCare 1 vloeistof af, om alle vuileeltjes te verwijderen.

Desinfecteren en bewaren

- Leg de lens in de houder van het linker deksel (L) en sluit hiermee de lenshouder.

- Vul de lenshouder met TotalCare 1 contactlensvloeistof. Zorg ervoor dat de lenshouder tot bovenaan gevuld is.

- Herhaal deze procedure met de rechter contactlens.

- Laat de lenzen minimaal 4 uur lang gedurende de nacht in de vloeistof weken.

- U kunt de lenzen maximaal 30 dagen lang in de ongeopende lenshouder met TotalCare 1 vloeistof laten liggen. Na deze periode moeten de lenzen opnieuw worden verzorgd volgens de aanwijzingen bij Dagelijkse Verzorging, voordat u de lenzen opnieuw kunt indoen.

- U kunt de lenzen rechtstreeks uit de lenshouder indoen.

- Uw lenshouder altijd met TotalCare 1 vloeistof afspoelen en aan de lucht laten drogen.

Bevochtigen

- Voor extra comfort doet u 1-2 druppels TotalCare 1 vloeistof op de binnenzijde van uw lenzen.

- De TotalCare 1 vloeistof maakt het ook mogelijk om uw lenzen tijdens het gebruik te bevochtigen.

WEKELIJKS EIWITTEN VERWIJDEREN

Uw traanen bevatten eiwit en deze kunnen bij normaal gebruik op uw contactlenzen afgezet worden. Deze eiwittonen zorgen er dan voor dat de lenzen niet meer lekker zitten en dat u er niet meer goed doorheen kunt kijken. Uw contactlensspecialist kan u vertellen of u elke week de eiwittonen van uw lenzen moet verwijderen.

- Volg de gewone dagelijkse routine om de lenzen te reinigen en te spoelen.

- Voeg één TotalCare anti-eiwittablet toe aan de met TotalCare 1 vloeistof gevulde lenshouder en sluit de houder.

- Laat de lenzen minimaal 4 uur, maar niet langer dan 12 uur lang in de vloeistof weken.

- Wrijf de vloeistof over de lenzen en spoel ze zorgvuldig met TotalCare 1 vloeistof af, voordat u ze weer inbrengt.**

- Spoel uw lenshouder met TotalCare 1 vloeistof af. Laat de houder aan de lucht drogen.

VOORZORGSMAASTREGELLEN:

Alle aanwijzingen moeten opgevolgd worden. Als dit niet gebeurt, loopt u kans op een ernstige oogontsteking of op ander oogletsel.

Allgemeen

- Niet gebruiken als de veiligheidsoverzegeling verbroken of afwezig is.
- Gebruik TotalCare 1 contactlensvloeistof voor alle harde en harde zuurstofdoorlatende lenzen.
- Niet gebruiken als u allergisch bent voor één of meer van de bestanddelen.
- Als oogirritatie optreedt, dient u de lenzen niet langer te dragen en contact op te nemen met de contactlensspecialist.

Gebruik

- Gebruik TotalCare 1 vloeistof alleen met de meegeleverde lenshouder.
- Gebruik altijd verse vloeistof.
- Het product niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken.
- Zorg ervoor dat de tip van de druppelaar niet met andere oppervlakken in aanraking komt, om verontreiniging te voorkomen.
- De lenzen niet rechtstreeks uit de TotalCare 1 vloeistof met eiwitverwijderingsoplossing indoen. Deze vloeistof nooit rechtstreeks op uw ogen aanbrengen. Mocht dit toch gebeuren, verwijder de lens dan onmiddellijk en spoel het oog met water uit.
- De vloeistof en de tabletten niet inslikken.
- Nooit tabletten gebruiken die er zacht, plakkerig of onregelmatig van vorm uitzen.
- De lenzen en de lenshouder nooit met kraanwater spoelen.**
- Gebruik de vloeistof maximaal 4 keer per dag voor het bevochtigen van uw lenzen.

Bewaren:

Sluit de fles onmiddellijk na gebruik goed af. Bij kamertemperatuur bewaren. Uit de buurt van kinderen houden.

Wegwerpen: Werp alle resterende vloeistof 90 dagen nadat de fles voor het eerst werd geopend, weg. Werp de oude lenshouder altijd weg en gebruik de meegeleverde nieuwe lenshouder.

PRODUCT:

TotalCare 1 Contactlensvloeistof

Polyhexamethylenbiguanide	0,0001%
Tyloxapol	0,025%
Hydroxypropylmethylcellulose	0,15%
Eddataatdinatrium	0,05%

Symbolen

	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Geproduceerd door
	Lotnummer
	Uiterste gebruiksdatum

<div data-bbox="

DO NOT PRINT CUTTER/GUIDE LINES OR CALLOUTS

ARTWORK SPECIFICATIONS		Swatches used:			
Part No: AM70355XV10J		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Black
Platform: Mac Illustrator CS2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Packaging Coordinator	SIGNATURE 	DATE 5.25.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marketing	APPROVE ON FILE FOR DC	DATE 5/24/11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regulatory	APPROVE ON FILE FOR RF	DATE 5/24/11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Updated: 5.23.11		Version No: 2			
<p>FOR AMO INTERNAL USE ONLY</p> <p>Date:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Component No. <input type="checkbox"/> Drawing No. <input type="checkbox"/> Drawing Version No. <input type="checkbox"/> Barcode <input type="checkbox"/> Address <input type="checkbox"/> Sterile A <input type="checkbox"/> Recycle Symbol <input type="checkbox"/> Hour glass (inserts) <input type="checkbox"/> Language lozenge <input type="checkbox"/> CE Mark (size, location) <input type="checkbox"/> Lot and Expiry (P or P) <input type="checkbox"/> Callouts <input type="checkbox"/> Swatches <input type="checkbox"/> Cutter not obscuring copy <input type="checkbox"/> Number of blacks <input type="checkbox"/> No four-colour splits <input type="checkbox"/> Artwork prepared for print <input type="checkbox"/> Project specific <p>Revised checklist Feb 2004.</p>					

INSERT, TYPE A 2/4 ENCIL FOLD, 300 x 298

AM00234

SUED

OP BACK

otalCare is a trademark owned by or licensed to
abbott Laboratories, its subsidiaries or affiliates.
2011 Abbott Medical Optics Inc.

GE 3