

BAUSCH+LOMB DAILY DISPOSABLE

GEBRUIKSINSTRUCTIES



Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie voor gebruikers over het gebruik en onderhoud van Bausch+Lomb (Hilafilcon B en Nefofilcon A) daily disposable contactlenzen.

Van toepassing op:

PRODUCTNAAM	MATERIAAL	WATERPERCENTAGE	VLOEISTOF IN DE BLISTER
SofLens® daily disposable (hilafilcon B) contactlenzen	Hilafilcon B	59% van het gewicht	Met boorzuur gebufferde zoutoplossing met poloxamine
SofLens® daily disposable toric For Astigmatism (hilafilcon B) contactlenzen			
Naturelle™ daily disposable (hilafilcon B) cosmetische gekleurde contactlenzen			
Biotrue® ONEday (nesofilcon A) contactlenzen	Nefofilcon A	78% van het gewicht	Met booraat gebufferde zoutoplossing met poloxamine
Biotrue® ONEday for Presbyopia (nesofilcon A) contactlenzen			

Indicaties

De Bausch+Lomb (hilafilcon B en nefofilcon A) contactlenzen kunnen dagelijks worden gedragen en zijn bedoeld voor de correctie van refractieve ametropieën (myopie, hyperopie, astigmatisme), presbyopie en reductie van sferische aberraties bij personen die gezonde ogen hebben met een refractief astigmatisme tot een dioptrie van 2,00 of minder (de SofLens® daily disposable toric For Astigmatism contactlens is 5,00 of minder) die de gezichtsscherpte niet hinderlijk verstoort. De lens dient te worden voorgeschreven voor éénmalig gebruik bij sferische sterkten tussen +20,00D en -20,00D. De lens moet na het uitnemen worden weggegooid.

Beschrijving en instructies voor het dragen van de lenzen

Deze lenzen zijn bedoeld voor éénmalig gebruik en moeten na het dragen worden weggegooid. Het opnieuw dragen van de lenzen zonder ze te reinigen en te ontsmetten kan leiden tot infecties en ernstige oogaandoeningen. Volg altijd het door uw contactlensspecialist/opticien aanbevolen draagschema op.



Deze lenzen worden steriel geleverd en zijn door de fabrikant bedoeld voor voor een maximale draagtijd van 1 dag. De lenzen zijn met behulp van stoom gesteriliseerd.

NIET GEBRUIKEN als de verpakking beschadigd of geopend is.

Instructies voor het inzetten en uitnemen van de lenzen

Voordat u de lenzen aanraakt, moet u altijd uw handen grondig wassen en drogen. Vermijd het gebruik van geparfumeerde of medische zeep. Leg de lens in de palm van uw hand. Zorg dat de lens de juiste kant naar buiten heeft.



Controleer de lens voordat u ze inzet. Zet ze niet in als ze beschadigd zijn of als er krassen op te zien zijn.

Voor het uitnemen van de lenzen zorgt u dat u eerst uw handen wast en droogt. Gebruik uw vingers om de lens naar beneden te schuiven naar het oogwit en neem de lens vervolgens uit. Gebruik contactlensvloeistof als het moeilijk is om de lens te verwijderen. Gooi de lens na het uitnemen altijd weg.

Onderhoud van uw lenzen

- Was en spoel altijd uw handen voordat u uw lenzen aanraakt
- Zorg dat er geen cosmetica, lotions, zeep, crèmes of geparfumeerde stoffen in de ogen of op de lenzen terecht komt
- Gebruik nooit scherpe voorwerpen of uw nagels voor het uitnemen van lenzen uit hun houder of uw ogen
- Gooi de lenzen na het uitnemen altijd weg

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Wanneer u de adviezen van uw contactlensspecialist/opticien voor het dragen en reinigen van uw lenzen niet opvolgt, loopt u een groter risico op ooginfecties.

Draag daglenzen nooit langer dan 1 dag en neem ze altijd uit wanneer u gaat slapen.

Draag geen contactlenzen bij één van de volgende symptomen:

- Allergie, ontstekingen, infectie of roodheid in of rond de ogen
- Droge ogen (onvoldoende traanvocht)
- Slechte gezondheid die invloed heeft op de ogen, bijv. verkoudheid en griep
- Een systemische aandoening die de ogen aantast

Raadpleeg in de volgende gevallen uw contactlensspecialist/opticien voordat u lenzen gaat dragen:

- Het beoefenen van watersporten
- Langdurig verblijf in uiterst droge of stoffige omgevingen
- Bij gebruik van oogmedicatie

Verwijder uw lenzen onmiddellijk als u één van de volgende problemen ondervindt:

- Prikkende, branderige, jeukende, geïrriteerde of andere pijn aan het oog
- Minder comfort bij het dragen van de lenzen
- Ongewone afscheiding of overmatig tranen van de ogen
- Rode ogen
- Zeer droge of aanhoudend droge ogen
- Verminderd of onscherp zicht
- Regenbogen of kringen rond licht
- Gevoeligheid voor licht

Als deze symptomen zich blijven voordoen na het uitnemen van de lenzen en het inbrengen van een nieuw paar, neem de lenzen dan opnieuw uit en neem contact op met uw contactlensspecialist/opticien. Dergelijke symptomen kunnen verergeren indien ze worden genegeerd.

Aanvullende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor Biotrue ONEday (nesofilcon A) contactlenzen

Waarschuwing: UV-absorberende contactlenzen zijn geen vervangers van beschermende UV-absorberende oogbescherming, zoals UV-absorberende veiligheidsbrillen of zonnebrillen, omdat ze niet het hele oog en het omliggende gebied bedekken. U moet UV-absorberende oogbescherming blijven gebruiken, zoals aangegeven door uw contactlensspecialist/opticien.

Let op: Langedurende blootstelling aan UV-straling is één van de risicofactoren die in verband worden gebracht met cataracten. Blootstelling is gebaseerd op een aantal factoren, zoals omgevingsfactoren (hoogte, geografische ligging, wolkendek) en persoonlijke factoren (mate en de aard van buitenactiviteiten). UV-blokkerende contactlenzen helpen bescherming te bieden tegen schadelijke UV-straling.

Let op: De effectiviteit van het dragen van UV-absorberende contactlenzen bij het voorkomen van de incidentie van oculaire stoornissen die verband houden met de blootstelling aan UV-licht is tot op dit moment nog niet vastgesteld. Er hebben echter nog geen klinische studies plaatsgevonden om aan te tonen dat het dragen van UV-blokkerende contactlenzen het risico op het ontwikkelen van cataracten of andere oogaandoeningen vermindert. Raadpleeg uw contactlensspecialist/opticien voor meer informatie.

Referentieids voor symbolen, labels en verpakking



Tarief betaald voor afvalverwerking overeenkomstig 94/62/EC



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Datum van uitgifte: JJJJ-MM-DD



Geeft de CE conformiteitsmarkering aan en het nummer van de op de hoogte gebrachte instantie



Niet hergebruiken



Temperatuurbepering

®/™ verwijzen naar handelsmerken van Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated.